

Anti-Ube2T 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Npd8

품목 번호: CM0028397



소개

인체 UBE2T에 대한 토끼 다클론 항체로, Western blotting 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. DNA 복구 및 판코니 빈혈 연구에 적합. 분자량: 23kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2T 토끼 pAb
비고/별칭	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	29089
유전자 ID	29089
면역원	인체 UBE2T(NP_054895.1)의 1-197 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NPD8
단백질 중량	23kDa
배송	아이스팩