

Wb, Elisa용 Anti-Ube2V1 폴리클로날 항체 - Q13404

품목 번호: CM0029161



소개

WB 및 ELISA용 고품질 토끼 폴리클로날 anti-UBE2V1 항체. K63-연결 유비퀴틴화 및 NF-kB 신호 전달의 주요 매개체인 인간, 마우스, 랫트 UBE2V1과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2V1 Rabbit pAb
비고/별칭	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
종	인간
GeneID (인간)	7335
GeneID	7335
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13404
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩