

Wb, Ihc-P, Elisa용 항 Ube2V2 토끼 다클론 항체 - Q15819

품목 번호: CM0027473



소개

인간 UBE2V2(MMS2/UEV2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2V2 토끼 pAb
비고/별칭	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVit-1; UBE2V2
종	인간
유전자 ID (인간)	7336
면역원	인간 UBE2V2 아미노산 1-145에 해당하는 재조합 단백질 (NP_003341.1)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15819
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩