

Wb, Elisa용 항-Ube2Z 토끼 다클론 항체 - Q9H832

품목 번호: CM0028608



소개

인간 UBE2Z(유비퀴틴 결합 효소 E2 Z)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 다클론 항체. 마우스와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 결합 및 세포사멸 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2Z 토끼 pAb
비고/별칭	USE1; HOYS7; UBE2Z
종	인간
유전자ID (인간)	65264
유전자ID	65264
면역원	인간 UBE2Z(NP_075567.2)의 아미노산 115-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H832
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩