

Wb, Elisa용 항Ube4A 단클론 항체 - Q14139

품목 번호: CM0003092



소개

인간 UBE4A(E3/E4 유비퀴틴 리가아제)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 유비퀴틴화 및 단백질 분해 연구에서 웨스턴 블롯과 ELISA 응용 분야에 이상적입니다. 분자량: 123kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE4A 토끼 mAb
비고/별칭	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
종	인간
유전자ID	9354
면역원	인간 UBE4A (Q14139)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14139
단백질 분자량	123kDa
배송 방식	아이스 팩