

Wb, Elisa용 Anti-Ube4B 단일클론 항체 - O95155

품목 번호: CM0003330



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-UBE4B Rabbit 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐에 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 및 근육 단백질 분해 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE4B Rabbit mAb
비고/별칭	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
종	인간
유전자 ID (인간)	10277
유전자 ID	10277
면역원	합성 펩타이드 인간 UBE4B (O95155)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95155
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백