

Anti-Ube4B 토낫 다중클론 항체 (Wb, Elisa용) - O95155

품목 번호: CM0020496



소개

UBE4B 토낫 다중클론 항체는 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 사용되며, 인간 및 마우스 UBE4B(단백질 유비퀴틴화 및 마이오신 조립에 관여하는 유비퀴틴 결합 인자 E4 B)를 검출합니다. 신경 퇴행성 및 근육 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE4B Rabbit pAb
비고/별칭	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
종(Species)	Human
GeneID (인간)	10277
GeneID	10277
면역원(Immunogen)	인간 UBE4B (NP_006039.2)의 아미노산 130-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다중클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O95155
단백질 분자량	146kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)