

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ubiad1 폴리클론항체 - Q9Y5Z9

품목 번호: CM0017514

소개

인간 UBIAD1(TERE1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 이상적입니다. 마우스와 교차반응합니다. 메나퀴논-4 및 코엔자임 Q10 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBIAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCCD; TERE1; UBIAD1
종	인간
유전자 ID (인간)	29914
유전자 ID	29914
면역원	합성 펩타이드; 인간 UBIAD1 (NP_037451.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5Z9
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백