

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ubiad1 토끼 다클로날 항체 - Q9Y5Z9

품목 번호: CM0028806

소개

사람 UBIAD1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 37 kDa 밴드를 검출합니다. 메나퀴논-4 및 코엔자임 Q10 생합성 경로를 조사하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBIAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	SCCD; TERE1; UBIAD1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	29914
유전자 ID	29914
면역원	사람 UBIAD1 (NP_037451.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9Y5Z9
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백