

Anti-Ubiquilin-2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Uhd9

품목 번호: CM0029004



소개

사람 Ubiquilin-2 (UBQLN2)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀, 오토파지, ERAD 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UBQLN2 Rabbit pAb
비고/별칭	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	29978
유전자 ID	29978
면역원(Immunogen)	사람 UBQLN2 (NP_038472.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9UHD9
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)