

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ubiquitin 토끼 단일클론 항체 - P0Cg47

품목 번호: CM0002531



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 항-Ubiquitin 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스, 쥐 및 광범위한 예상 교차 반응성을 나타냅니다. 유비퀴틴-프로테아좀 및 세포 신호 연구에 적합합니다. CamelBio의 원스톱 IVD 플랫폼을 통해 조달되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ubiquitin Rabbit mAb
비고/별칭	HEL-S-50; Ubiquitin
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7314
유전자 ID	7314
면역원(Immunogen)	인간 Ubiquitin (AAH46123.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat), 기타(광범위한 예상 범위)
SWISS	P0CG47
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)