


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항유비퀴틴 토끼 단일클론 항체 - P0CG47

품목 번호: CM0006786



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 유비퀴틴 토끼 mAb(P0CG47). 종: 인간, 마우스. 재조합 면역원. 프로테아좀, DNA 복구 및 신호전달에서 폴리유비퀴틴 사슬을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	유비퀴틴 토끼 mAb
비고/별칭	HEL-S-50; 유비퀴틴
종	인간
유전자 ID(인간)	7314
유전자 ID	7314
면역원	재조합 단백질; 인간 유비퀴틴(NP_061828.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P0CG47
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스팩