


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ubl3 토끼 다클론 항체 - O95164

품목 번호: CM0028509



소개

인체 UBL3(ubiquitin-like protein 3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응합니다. 막 고정 유비퀴틴 유사 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBL3 토끼 pAb
비고/별칭	HCG-1; PNSCI; UBL3
종	인간
GeneID (인간)	5412
GeneID	5412
면역원	인간 UBL3(NP_009037.1)의 아미노산 1-117에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95164
단백질 무게	13kDa
배송	아이스팩