


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ubl4A 토끼 다클로널 항체 - P11441

품목 번호: CM0028991



소개

인간 UBL4A에 대한 토끼 다클로널 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IP 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. UBL4A는 단백질 품질 조절 및 미세-고정(tail-anchored) 단백질 전달과 관련된 BAG6 복합체의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBL4A Rabbit pAb
비고/별칭	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DXS254E; DXS254E; UBL4A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8266
유전자 ID	8266
면역원(Immunogen)	인간 UBL4A (NP_055050.1)의 아미노산 1-157에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P11441
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)