

Wb 및 Elisa용 Anti-Ubl5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bzl1

품목 번호: CM0024427



소개

인간 UBL5(HUB1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. UBL5는 전사체 mRNA 스플라이싱, 자매 염색분체 응집, 판코니 빈혈 경로에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBL5 Rabbit pAb
비고/별칭	HUB1; UBL5
종	인간
GeneID (Human)	59286
면역원	인간 UBL5 (NP_077268.1)의 아미노산 1-73에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZL1
단백질 무게	9kDa
배송	아이스백