


Anti-Ubqln1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Umx0

품목 번호: CM0015159



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 인간 UBQLN1에 대한 토끼 폴리클론 항체, 마우스 및 래트와 교차 반응. 유비퀴린-1은 유비퀴틴-프로테아좀 시스템, 자가포식 및 ERAD 경로의 핵심 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBQLN1 Rabbit pAb
비고/별칭	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
종	인간
유전자 ID (인간)	29979
유전자 ID	29979
면역원	인간 UBQLN1 (NP_038466.2)의 아미노산 480-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UMX0
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백