

Wb, If-P, Elisa용 항Ubqln3 다클론 항체 - Q9H347

품목 번호: CM0020919



소개

UBQLN3(유비퀼린-3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, ELISA로 검증되었으며 고환 특이 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBQLN3 토끼 pAb
비고/별칭	TUP-1; UBQLN3
종	사람
유전자 ID	50613
면역원	재조합 단백질 사람 UBQLN3(NP_059509.1)의 아미노산 306-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9H347
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스백