

Wb 및 Elisa용 Anti-Ubr5 토끼 다클론 항체 - O95071

품목 번호: CM0015693



소개

인간 UBR5(E3 유비퀴틴-단백질 리가아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 단백질 품질 관리, Wnt 신호 전달 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBR5 토끼 pAb
비고/별칭	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
종	인간
GeneID (인간)	51366
GeneID	51366
면역원	재조합 단백질
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95071
단백질 분자량	309kDa
배송	아이스팩