


Wb, Elisa용 항-UBtf 토끼 다클론 항체 - P17480

품목 번호: CM0029670



소개

인간, 마우스, 랫드와 교차반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증된 항-UBTF 토끼 다클론 항체입니다. 리보솜 RNA 유전자 조절 및 핵소체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UB토끼 pAb
비고/별칭	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
종	인간
GeneID (인간)	7343
GeneID	7343
면역원	인간 UBTF(NP_055048.1)의 아미노산 200-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17480
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백