

Wb, Elisa용 Anti-Uchl3 폴리클론 항체 - P15374

품목 번호: CM0030318



소개

탈유비퀴틴화 효소인 인간 UCHL3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 유비퀴틴 의존적 과정 및 DNA 복구 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCHL3 토끼 pAb
비고/별칭	UCH-L3; UCHL3
종	인간
유전자 ID	7347
면역원	인간 UCHL3(NP_005993.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15374
단백질 무게	26kDa
배송	아이스팩