

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uchl3 Rabbit Monoclonal Antibody - P15374

품목 번호: CM0003664



소개

인간 UCHL3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 UCHL3를 검출합니다. 디유비퀴틴화 효소 및 DNA 수복 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCHL3 Rabbit mAb
비고/별칭	UCH-L3; UCHL3
종	인간
GeneID	7347
면역원	합성 펩타이드: 인간 UCHL3 (NP_005993.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P15374
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백