


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Uchl5 다클론 항체 - Q9Y5K5

품목 번호: CM0029027



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 UCHL5 토끼 다클론 항체. 프로테아좀 및 INO80 복합체에 존재하는 탈유비퀴틴화 효소인 유비퀴틴 카복실-말단 가수분해 효소 아이소자임 L5를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UCHL5 토끼 pAb
비고/별칭	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
종	인간
GeneID (인간)	51377
GeneID	51377
면역원	인간 UCHL5(NP_001186190.1)의 아미노산 1-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5K5
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩