

Wb, Elisa용 Anti-Uchl5Ip 토끼 단일클론 항체 - Q99871

품목 번호: CM0002135



소개

CamelBio는 인간 HAUS augmin 유사 복합체 서브유닛 7 (Uchl5IP, UIP1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체를 공급합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유사 분열 방추체 조립 및 세포 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Uchl5IP Rabbit mAb
비고/별칭	UIP1; Uchl5IP
종	인간(Human)
유전자 ID	55559
면역원	인간 Uchl5IP (NP_001372411.1)의 아미노산 150-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q99871
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백