

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Uckl1 다클론 항체 - Q9Nwz5

품목 번호: CM0024680

소개

인간 UCKL1(유리딘-시티딘 키나아제 유사 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 웨스턴 블롯, 파라핀 IHC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 뉴클레오티드 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UCKL1 토끼 pAb
비고/별칭	UCKL1; URKL1; UCKLI
종	인간
유전자ID (인간)	54963
유전자ID	54963
면역원	인간 UCKL1(NP_060329.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NWZ5
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백