

Wb, Elisa용 Anti-Ucp1 폴리클로날 항체 - P10861

품목 번호: CM0018842

소개

UCP1 (미토콘드리아 갈색 지방 비결합 단백질 1, Thermogenin)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다. 대사 연구 및 열발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1
종(Species)	Pig
유전자 ID (인간)	7350
유전자 ID (돼지)	281561
면역원	소 UCP1 (NP_001160000.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P10861
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩