

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Ucp1 Rabbit Monoclonal Antibody - P12242

품목 번호: CM0008557

소개

미토콘드리아 갈색 지방 탈결합 단백질 1(UCP1/Thermogenin)을 높은 친화도로 특이적으로 검출합니다. 쥐 및 랫드 모델에서 열생성, 에너지 균형, 갈색 지방 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCP1 Rabbit mAb
비고/별칭	Ucp; Slc25a7
종	마우스
유전자 ID (인간)	7350
유전자 ID	22227
면역원	합성 펩타이드: 마우스 UCP1 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P12242
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백