

Anti-Ucp1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P25874

품목 번호: CM0025358



소개

사람 UCP1 (thermogenin)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트의 갈색 지방 조직에서 내인성 UCP1을 검출합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	UCP; SLC25A7; UCP1
종	사람(Huamn)
GeneID (사람)	7350
GeneID	7350
면역원	사람 UCP1 (NP_068605.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P25874
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 백(Ice bag)