

Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 Anti-Ucp1 토끼 다클로날 항체 - P25874

품목 번호: CM0028632



소개

사람 UCP1 (Thermogenin)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 아미노산 154-253을 포함하는 재조합 면역원입니다. 미토콘드리아 열발생 및 갈색 지방 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	UCP; SLC25A7; UCP1
종	사람 (Human)
유전자 ID	7350
면역원	사람 UCP1 (NP_068605.1)의 아미노산 154-253에 해당하는 재조합 단백질 / 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P25874
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)