

If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ucp1+Ucp3 토끼 단클론 항체 - P12242 / P56501

품목 번호: CM0003584

소개

마우스 UCP1 및 UCP3를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 반응합니다. 지방 조직 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCP1+UCP3 토끼 mAb
비고/별칭	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
종	마우스
유전자 ID (인간)	7350/7352
유전자 ID	22227/22229
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P12242/P56501
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백