

Anti-Ucp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55851

품목 번호: CM0025067

소개

UCP2(Uncoupling Protein 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로서 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 대사, 산화 스트레스 및 염증 연구를 위한 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UCP2 Rabbit pAb
비고/별칭	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
종	인간
GeneID (Human)	7351
GeneID	7351
면역원	인간 UCP2 (NP_003346.2)의 아미노산 112-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55851
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백