

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ucp3 Rabbit Polyclonal Antibody - P55916

품목 번호: CM0024687

소개

인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해
검증된 Rabbit polyclonal anti-UCP3 항체입니다.
비만, 당뇨병 및 대사 조절에 관여하는 34 kDa
미토콘드리아 uncoupling protein 3을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UCP3 Rabbit pAb
비고/별칭	SLC25A9; UCP3
종	인간
GeneID (인간)	7352
GeneID	7352
면역원	인간 UCP3 (NP_073714.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P55916
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩