

Wb, Elisa용 Anti-Ufc1 토끼 단일클론 항체 - Q9Y3C8

품목 번호: CM0007227



소개

Western blotting(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-UFC1 토끼 단일클론 항체입니다. 유프밀화 경로에서 중요한 E2 유사 효소인 인간, 마우스 및 랫드 UFC1을 인식합니다. 리보솜 재활용, DNA 손상 반응 및 ER-phagy 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UFC1 토끼 mAb
비고/별칭	NEDSG; HSPC155; UFC1
종	인간
유전자 ID(인간)	51506
유전자 ID	51506
면역원	제조항 단백질: 인간 UFC1(NP_057490.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y3C8
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩