


## Anti-Ufd1L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92890

품목 번호: CM0025429



### 소개

사람 UFD1L(유비퀴틴 융합 분해 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 관련 분해 및 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | UFD1L Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | UFD1L                                                        |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                    |
| GeneID (사람)              | 7353                                                         |
| GeneID                   | 7353                                                         |
| 항원(Immunogen)            | 제조항 단백질; 사람 UFD1L (NP_005650.2)의 아미노산 1-307을 포함하는 제조항 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                |
| SWISS                    | Q92890                                                       |
| 단백질 분자량                  | 35kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                               |