


Anti-Ufd1L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

품목 번호: CM0029689



소개

UFD1L을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. UFD1L은 소포체 관련 분해 및 유사분열 조절에 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UFD1L Rabbit pAb
비고/별칭	UFD1L
종	인간
GeneID (인간)	7353
GeneID	7353
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92890
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백