


Anti-Ufl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O94874

품목 번호: CM0021580



소개

인간 UFL1 (E3 UFM1-단백질 리가아제 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 유프미화, ER 스트레스 및 DNA 손상 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UFL1 Rabbit pAb
비고/별칭	NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1
종	인간
GeneID (인간)	23376
GeneID	23376
면역원	인간 UFL1 (NP_056138.1)의 아미노산 601-794에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94874
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백