


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ufm1 단일클론 항체 - P61960

품목 번호: CM0002216



소개

인체 UFM1(ubiquitin-fold modifier 1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. DNA 손상, ER 스트레스 및 리보솜 재활용 과정에서의 ufmylation 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UFM1 토끼 mAb
비고/별칭	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
종	인간
유전자 ID (인간)	51569
유전자 ID	51569
면역원	인간 UFM1(P61960)의 1-85 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P61960
단백질 무게	9kDa
배송	아이스팩