


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ufm1 폴리클로날 항체 - P61960

품목 번호: CM0021867



### 소개

인간 UFM1을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. UFMylation, 리보솜 생물학, 및 ER 스트레스 연구에 사용됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | UFM1 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1                               |
| 종           | 인간(Human)                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 51569                                                       |
| 유전자 ID      | 51569                                                       |
| 면역원         | 인간 UFM1 (NP_057701.1)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                  |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                             |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                              |
| SWISS       | P61960                                                      |
| 단백질 분자량     | 9kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                              |