


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Ugdh 폴리클로날 항체 - O60701

품목 번호: CM0018574



소개

UGDH(UDP-글루코스 6-탈수소효소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 글리코사미노글리칸 생합성 및 신경발달 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGDH Rabbit pAb
비고/별칭	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
종	인간
GeneID (인간)	7358
GeneID	7358
면역원	인간 UGDH (NP_003350.1)의 아미노산 165-494에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60701
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백