


Wb 및 Elisa용 Anti-Ugdh 토끼 다클론 항체 - O60701

품목 번호: CM0014653



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 UGDH(UDP-포도당 6-탈수소효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 글리코사미노글리칸 합성의 주요 효소인 인간 및 마우스 UGDH를 검출하며, 예측 분자량은 55 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGDH 토끼 pAb
비고/별칭	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
종	인간
GeneID (인간)	7358
GeneID	7358
면역원	재조합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60701
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩