

Wb, Elisa용 항-Uggt1 토끼 다클론 항체 - Q9Nyu2

품목 번호: CM0028176

소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 항-UGGT1 토끼 다클론 항체입니다. 소포체 당단백질 폴딩 센서인 인간, 마우스, 래트 UGGT1(177 kDa)을 검출합니다. 소포체 스트레스 및 단백질 품질 관리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UGGT1 토끼 pAb
비고/별칭	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
종	인간
유전자 ID (인간)	56886
면역원	인간 UGGT1 (NP_064505.1)의 아미노산 1456-1555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NYU2
단백질 분자량	177kDa
배송	아이스백