

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ugt1A1 다클론 항체 - P22309

품목 번호: CM0029039

소개

인간 UGT1A1(SWISS: P22309)에 대한 이 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. UDP-글루쿠로노실트랜스퍼라제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UGT1A1 토끼 pAb
비고/별칭	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
종	인간
유전자 ID (인간)	54658
유전자 ID	54658
면역원	인간 UGT1A1(NP_000454.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22309
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스 팩