

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Ugt1A1 다클론 항체 - P22309

품목 번호: CM0017770

소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 다클론 UGT1A1 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 UDP-글루쿠론산전이효소 1A1을 검출합니다. 약물 대사, 빌리루빈 포함 및 독성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGT1A1 토끼 pAb
비고/별칭	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BIL1QTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
종	인간
GeneID (인간)	54658
GeneID	54658
면역원	인간 UGT1A1(NP_000454.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P22309
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백