

Wb, Elisa용 Anti-Ugt1A1 Rabbit Monoclonal Antibody - P22309

품목 번호: CM0006840

소개

인간 UGT1A1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 쥐와 교차 반응합니다. 2상 약물 대사, 빌리루빈 접합 및 호르몬 글루쿠론화 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UGT1A1 Rabbit mAb
비고/별칭	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQT11; UDPGT 1-1; UGT1A1
종	인간
유전자 ID (인간)	54658
유전자 ID	54658
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P22309
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스팩