

Wb, Elisa용 항-Ugt1A6 다클론 항체 - P19224

품목 번호: CM0023308

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야를 위한 인간 UGT1A6(UniProt P19224)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 UGT1A6을 검출합니다. 약물 대사 및 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGT1A6 토끼 pAb
비고/별칭	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
종	인간
유전자 ID (인간)	54578
면역원	인간 UGT1A6(NP_001063.2)의 아미노산 65-270 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19224
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩