

Wb, Elisa용 Anti-Ugt1A6 다클론 항체 - P19224

품목 번호: CM0014950

소개

인간 UGT1A6(SWISS: P19224)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 약물 대사 및 해독 연구에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGT1A6 토끼 pAb
비고/별칭	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
종	인간
유전자 ID(인간)	54578
유전자 ID	54578
면역원	인간 UGT1A6(NP_001063.2)의 아미노산 65-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19224
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩