


Wb 및 Elisa용 Anti-Ugt2B10 Rabbit Polyclonal Antibody - P36537

품목 번호: CM0028693



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-UGT2B10 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트의 UGT2B10 (61 kDa)을 인식하며, 이는 중요한 2상 UDP-글루쿠로노실트랜스퍼라제입니다. 약물 대사 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UGT2B10 Rabbit pAb
비고/별칭	UDPGT2B10; UGT2B10
종	인간
GeneID (인간)	7365
GeneID	7365
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36537
단백질 무게	61kDa
배송	아이스백