

If/Icc 및 Elisa용 항Ugt2B17 토끼 다클론 항체 - O75795

품목 번호: CM0019624



소개

스테로이드 호르몬 글루쿠론화의 핵심 효소인 인간 UGT2B17을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 약물 대사 및 내분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UGT2B17 토끼 pAb
비고/별칭	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
종	인간
유전자ID (인간)	7367
유전자ID	7367
면역원	인간 UGT2B17 (NP_001068.1)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75795
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백