

Wb, Elisa용 Anti-Ugt3A2 폴리클로날 항체 - Q3Sy77

품목 번호: CM0030780

소개

이물질 대사에 관여하는 UDP-글루코실트랜스퍼라제인 인간 UGT3A2에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. UniProt: Q3SY77.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	UGT3A2 Rabbit pAb
비고/별칭	UGT3A2
종	인간(Human)
유전자 ID	167127
면역원	인간 UGT3A2 (NP_777574.2)의 아미노산 23-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q3SY77
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백