

Wb 및 Elisa용 Anti-Uhrf1 폴리클로날 항체 - Q96T88

품목 번호: CM0030537



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 인간 UHRF1 (ICBP90/Np95)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. DNA 메틸화, 히스톤 수정 및 암 생물학을 포함한 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] UHRF1 Rabbit pAb
비고/별칭	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
종	인간(Human)
GeneID (인간)	29128
GeneID	29128
면역원	인간 UHRF1 (NP_037414.3)의 아미노산 672-793에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96T88
단백질 크기	90kDa
배송	아이스백