

Wb, Elisa용 항-Uhrf1 다클론 항체 - Q96T88

품목 번호: CM0022604



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합한 고품질 UHRF1 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 표적을 인식합니다. DNA 메틸화 및 염색질 변형 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UHRF1 토끼 pAb
비고/별칭	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
종	인간
유전자 ID	29128 (인간)
면역원	인간 UHRF1 (NP_001041666.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96T88
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 팩